

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

และชำระค่าบริการตัวอย่างควบคุมคุณภาพ

1. กรอกรายละเอียดในใบสั่งซื้อตัวอย่างควบคุมคุณภาพ ส่งมาที่อีเมล: ttp.nih@gmail.com
2. ชำระค่าบริการตัวอย่างควบคุมคุณภาพ
 - ☛ ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา โดยใช้ใบแจ้งชำระเงินผ่านทางธนาคาร (ค่าธรรมเนียม 25 บาทต่อ 1 ใบเสร็จ)
 - ☛ ชำระด้วยเงินสด/แคชเชียร์เช็ค ที่ศูนย์ร่วมบริการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. ส่งสำเนาใบเสร็จกับมายังอีเมล: ttp.nih@gmail.com
4. ตัวอย่างจะถูกจัดส่งให้ห้องปฏิบัติการตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

อาคาร 10 ชั้น 8

88/7 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ +66(0) 2951 0000-11 ต่อ 99188

Facebook: Transfusion-Transmitted Pathogens Section

E-mail : ttp.nih@gmail.com

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้ที่

Website: <http://ttp.dmhc.moph.go.th>



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences



LAB FOR PEOPLE PUBLIC AND POLICY

ตัวอย่างควบคุมคุณภาพ Quality Control Sample

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กระทรวงสาธารณสุข

รหัสตัวอย่าง	Markers	ชุดตรวจที่จำเพาะ	ขนาดบรรจุ	ราคา/กล่อง (บาท)	หมายเหตุ
RP1	Anti HIV-1	- Alere Determine HIV-1/2	4 ขวด x 1.5 ml	2,000	ประกอบด้วยตัวอย่างควบคุมคุณภาพ จำนวน 4 ขวด ที่มีระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน ได้แก่ ตัวอย่างที่ให้ผลบวกแรงที่สุด ไปจนถึงตัวอย่างที่ให้ผลลบ
RP2	Anti HIV-1	- SD Bioline HIV-1/2 3.0	4 ขวด x 1.5 ml	2,000	
RP3	Anti HIV-1	- Rapid Test for Antibody to Human Immunodeficiency Virus (HIV) (Colloidal Gold Device)	4 ขวด x 1.5 ml	2,000	
RP4	Anti HIV-1	- RETROSCREEN HIV 3.0	4 ขวด x 1.5 ml	2,000	
RP6	Anti HIV-1	- FIRST RESPONSE HIV CARD TEST 1-2.0	4 ขวด x 1.5 ml	2,000	
RP7	Anti HIV-1	- Wondfo Diagnostic Kit for HIV 1/2 Antibody (Colloidal Gold)	4 ขวด x 1.5 ml	2,000	
RP8	Anti HIV-1	- Bioline HIV-1/2	4 ขวด x 1.5 ml	2,000	
RP9	Anti HIV-1	- ONE STEP HIV(1&2) TRI-LINE TEST	4 ขวด x 1.5 ml	2,000	
RP10	Anti HIV-1	- Diagnostic kit for HIV(1+2) Antibody (Colloidal Gold) V2	4 ขวด x 1.5 ml	2,000	
PA2	Anti HIV-1	- Serodia HIV-1/2 MIX	4 ขวด x 1.5 ml	2,000	
EM5	Anti HIV-1 Anti HCV HBsAg	- ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo - ARCHITECT Anti-HCV - ARCHITECT HBsAg Qualitative II	5 ขวด x 4.0 ml	3,000	ประกอบด้วยตัวอย่างควบคุมคุณภาพ จำนวน 5 ขวด ที่มีระดับความเข้มข้นเดียวกัน
EM6	Anti HIV-1 Anti HCV HBsAg	- Elecsys HIV Combi PT - Elecsys Anti HCV II - Elecsys HBsAg II	5 ขวด x 4.0 ml	3,000	

ตัวอย่างควบคุมคุณภาพ (External Quality Control Serum : EQC) ใช้ในการควบคุมคุณภาพการทดสอบ Anti HIV-1 Anti-HCV และ HBsAg ทางห้องปฏิบัติการในงานประจำวัน มีลักษณะเป็นของเหลวพร้อมใช้งาน (Ready-to-use) ไม่กำหนดค่า (Unexpected Value) และมีความจำเพาะต่อชุดตรวจฯ (Assay Specific)

ผลิตตามระบบ Pre-order เท่านั้น ดำเนินการปีละ 2 รอบ

รอบดำเนินการที่ 1

- เปิดรับใบสั่งซื้อ : เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
- จัดส่ง QC Sample : เดือนกุมภาพันธ์

รอบดำเนินการที่ 2

- เปิดรับใบสั่งซื้อ : เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน
- จัดส่ง QC Sample : เดือนสิงหาคม

