



กรมวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
Department of Medical Sciences


ຄຳແນະນຳການທົດການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບພາຍນອກ (Quality Control Sample; QC)


ສຳລັບການກວດ HIV Viral load



ຕົວຢ່າງຄວບຄຸມຄຸນນະພາບນີ້ເປັນຕົວຢ່າງຄວບຄຸມຄຸນນະພາບການກວດ HIV Viral Load ທີ່ກະກຽມຈາກນ້ຳເພາະລ້ຽງເຊວ ມີລັກສະນະເປັນຕົວຢ່າງແຫ້ງ (Dried tube sample) ປະກອບດ້ວຍຕົວຢ່າງ 2 level ແລະ PBS pH 7.4 ສຳລັບລະລາຍຕົວຢ່າງ ກະກຽມຂຶ້ນໂດຍມີຈຸດປະສົງ ໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບການກວດໃນວຽກງານປະຈຳວັນ (Quality Control; QC) ຕົວຢ່າງຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຈັດເກັບທີ່ອຸ່ນຫະພູມເທົ່າກັບ ຫຼື ຕໍ່າກວ່າ -20 ອົງສາ cc ແລະ PBS ຈັດເກັບໃນອຸ່ນຫະພູມ 20-30 ອົງສາ cc ການກະກຽມຕົວຢ່າງຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຄວນລະມັດລະວັງເຊັ່ນດຽວກັນກັບຕົວຢ່າງຕົດເຊື້ອ

ຂັ້ນຕອນລະລາຍຕົວຢ່າງກ່ອນການກວດ



ການລາຍງານຜົນການກວດເພື່ອປະເມີນຄຸນນະພາບພາຍນອກ <https://forms.gle/ebqH4ifMheR4WoU56> ຫຼື ສແກນ QR code 

Lab test and report QC	1 st – 7 th of each month
Thai NIH distribute QC report	10 th of each month