



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

QC Sample

โดย ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



LAB FOR PEOPLE PUBLIC AND POLICY

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดย ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด เตรียมตัวอย่างควบคุมคุณภาพ (External Quality Control Serum : EQC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ห้องปฏิบัติการใช้ในการควบคุมคุณภาพการทดสอบ Anti HIV-1 Anti HCV และ HBsAg ในงานประจำวัน ซึ่งตัวอย่างมีลักษณะเป็นของเหลวพร้อมใช้งาน (Ready-to-Use) ไม่กำหนดค่า (Unexpected Value) และมีความจำเพาะต่อชุดตรวจฯ (Assay Specific)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดังนี้

Product Code	Markers	Assays	Format	Price/kit	Note
PA 1	Anti HIV-1	Serodia HIV/ Serodia HIV 1/2	4 x 1.5 ml	1,500	ประกอบด้วย ตัวอย่างควบคุมคุณภาพ จำนวน 4 ชุด ที่มีระดับ ความเข้มข้นแตกต่างกัน ได้แก่ ตัวอย่างที่ให้ผลบวก แรงที่สุดไปจนถึงตัวอย่างที่ให้ผลลบ
RP 1	Anti HIV-1	Alere Determine HIV-1/2	4 x 1.5 ml	1,500	
RP 2	Anti HIV-1	SD Biotec HIV 1/2 3.0	4 x 1.5 ml	1,500	
RP 3	Anti HIV-1	Rapid Test for Antibody to Human Immunodeficiency Virus (HIV) (Colloidal Gold Device)	4 x 1.5 ml	1,500	
RP 4	Anti HIV-1	RETRO SCREEN HIV 3.0	4 x 1.5 ml	1,500	
RP 5	Anti HIV-1	Genie™ Fast HIV 1/2	4 x 1.5 ml	1,500	
RP 6	Anti HIV-1	FIRST RESPONSE HIV CARD TEST 1-2.0	4 x 1.5 ml	1,500	
RP 7	Anti HIV-1	Wondfo Diagnostic Kit for HIV 1/2 Antibody (Colloidal Gold)	4 x 1.5 ml	1,500	
RP 8	Anti HIV-1	Biotec HIV-1/2	4 x 1.5 ml	1,500	
RP 9	Anti HIV-1	ONE STEP HIV(1&2) TRI-LINE TEST	4 x 1.5 ml	1,500	
EM 5	Anti HIV-1 Anti HCV HBsAg	Abbott Architect System	5 x 4.0 ml	2,500	ประกอบด้วยตัวอย่าง ควบคุมคุณภาพจำนวน 5 ชุด ที่มีระดับ ความเข้มข้นเดียวกัน
EM 6	Anti HIV-1	Elecsys HIV Combi PT	5 x 4.0 ml	2,500	

จำกัด

รอบการดำเนินการผลิต 2561

รอบดำเนินการผลิต 1/2561

- เปิดรับใบสั่งซื้อ: พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
- จัดส่ง: ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561

รอบดำเนินการผลิต 2/2561

- เปิดรับใบสั่งซื้อ: พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
- จัดส่ง: ต้นเดือนสิงหาคม 2561

ขั้นตอนการสั่งซื้อ และชำระค่าบริการตัวอย่างควบคุมคุณภาพ

1. กรอกรายละเอียดตัวอย่างควบคุมคุณภาพที่ต้องการลงในใบสั่งซื้อ (ใบสั่งซื้อสามารถดาวน์โหลดได้ที่ >>><http://ttp.dmsc.moph.go.th>)
2. ส่งใบสั่งซื้อมายังฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด อีเมลล์ ttnih@gmail.com หรือ โทรสาร 0 2951 1428
3. เมื่อได้รับใบสั่งซื้อแล้ว ทางสถาบันฯ จะจัดส่งใบแจ้งชำระเงินผ่านทางธนาคาร (Teller Payment) ไปให้กับทางโรงพยาบาล
4. โรงพยาบาลนำใบแจ้งชำระเงินผ่านทางธนาคารไปชำระค่าตัวอย่างควบคุมคุณภาพได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (มีค่าธรรมเนียม 25 บาท) จากนั้นทางธนาคารจะออกใบเสร็จที่สามารถใช้ในการเบิกจ่ายกับหน่วยงานของท่านได้
5. สำเนาใบเสร็จส่งกลับมายัง อีเมลล์: ttnih@gmail.com
6. สถาบันฯ จะจัดส่งตัวอย่าง QC ให้กับโรงพยาบาลตามรอบดำเนินการผลิต (เมื่อได้รับสำเนาใบเสร็จแล้ว)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:

ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

อาคาร 10 ชั้น 8 เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

โทรศัพท์: 0 2951 0000-11 ต่อ 99255 และ 99256

Facebook: Transfusion-Transmitted Pathogens Section

Website: <http://ttnih.dmsc.moph.go.th> หรือสแกน

